



РЪКОВОДСТВО ЗА НОСЕНЕ




В кутията



Размер L




Въздушна възглавница, размер M



Кайшка, размер M






Самостоятелно капаче



Калъфчета за въздушни възглавници, размер M и L





Измерване








Какво трябва да знаете, преди да използвате приложението за ЕКГ и функцията за измерване на кръвно налягане:





1. Приложението за ЕКГ и функцията за измерване на кръвно налягане не трябва да се използват за диагностични цели. Приложението за ЕКГ и функцията за измерване на кръвно налягане не могат да диагностицират сърдечни заболявания или да търсят признаци на инфаркт.
2. Приложението за ЕКГ и функцията за измерване на кръвно налягане не са предназначени да заменят традиционните методи за диагностика или лечение от квалифициран медицински специалист. Ако мислите, че имате нужда от спешна медицинска помощ, незабавно се свържете със службите за спешна помощ за диагностика и препоръки.
3. НЕ променяйте лекарствата или дозите си, без първо да се консултирате със своя лекар.
4. НЕ тълкувайте и не предприемайте клинични действия въз основа на измерванията на приложението за ЕКГ или функцията за измерване на кръвно налягане без предварителна консултация с квалифициран медицински специалист и без използване на съответната медицинска диагностика.




САМОСТОЯТЕЛНО
КАПАЧЕ



ВЪЗДУШНА
ВЪЗГЛАВНИЦА



ЛИНИЯ ЗА
ИЗМЕРВАНЕ



M ↔ CM						L ↔ CM								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
13.0	13.1-13.6	13.7-14.2	14.3-14.8	14.9-15.4	15.5-16.0	16.1-16.6	16.7-17.2	17.3-17.8	17.9-18.4	18.5-19.0	19.1-19.6	19.7-20.0		